

Produktinformation: 20476

## Steckbeckenklarspüler

- ➔ Hohe Materialverträglichkeit auch bei säureempfindlichen Bauteilen (z. B. aus Buntmetall und Eisen).
- ➔ Keine Ablagerungen auf dem Spülgut und innerhalb der Maschine (Düsen und Leitungen).
- ➔ Geeignet für alle thermischen Steckbeckenspülautomaten.
- ➔ Entkalker und Klarspüler mit guter Reinigungsleistung in einem.



## RHEOSOL-STN Steckbeckenklarspüler

Neutraler Spezialklarspüler mit Enthärter

### Produktbeschreibung

Neutraler, schaumgedämpfter Klarspüler und Enthärter für die Steckbeckenaufbereitung in thermischen Desinfektionsverfahren. Für Steckbeckenspüler und Fäkalienpülautomaten im medizinischem Bereich. Geeignet für die thermische Aufbereitung von Pflegegeschirr (Edelstahl, Kunststoff, Glas) in allen handelsüblichen Geräten (gem. DIN 15833).

### Anwendungsbereiche

Für Steckbeckenspüler und Fäkalienpülautomaten im medizinischem Bereich.

### Anwendungshinweise

Beachten Sie bitte die Vorgaben des Maschinenherstellers.

### Anwendungskonzentrationen

Dosiervorgabe	Dosierangabe	Bemerkung
Empfohlen	0,5 bis 4 ml pro Liter Spülflotte	Je nach Maschineneinstellung und Wasserhärte

### Zusammensetzung

15-30 % organische Säuren. Weitere Inhaltstoffe: Methylchloroisthiazolinone, Methylisothiazolinone.

### Kennzeichnung gemäß EG-Richtlinien

- ➔ gef11 | Berührung mit den Augen vermeiden
- ➔ S23 | Dampf nicht einatmen.
- ➔ S26 | Bei Berührung mit den Augen gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren.

- ➔ S37 | Geeignete Schutzhandschuhe tragen.
- ➔ R43 | Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich.
- ➔ LF001 | Mindestens 12 Monate ohne besondere Begrenzung lagerfähig.
- ➔ LF008 | Geschlossen, frostfrei, lichtgeschützt und kühl lagern.
- ➔ S24 | Berührung mit der Haut vermeiden.

## Besondere Hinweise

Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.

## Lieferformen

Artikelnummer	Gebindegröße	Verpackungseinheit
20476050-0	RHEOSOL-STN Steckbeckenklarspüler 5 Liter	Kanister

## Gutachten und Informationen

Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter [www.rheosol.com](http://www.rheosol.com) Individuelle Fragen oder Informationen zu Gutachten richten Sie bitte an unseren Innendienst: Telefon: 02241 - 3923-50 E-Mail: [info@rheosol.de](mailto:info@rheosol.de)

## Umweltinformationen

Die Wachendorff-Chemie GmbH produziert nach fortschrittlichen, sicheren und umweltschonenden Verfahren unter Einhaltung hoher Qualitätsstandards.